

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.bowa.nt-rt.ru | | bwa@nt-rt.ru

Технические характеристики на ВЧ-инструменты компании **BOWA**

ВЧ-инструмент (Монополярная ручка) ErgoPEN slim трёх-пиновый 2.4мм

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 2,4 мм, трёх-пиновый штекер, кабель L=4,5 м

Артикул: 218-045



ВЧ-инструмент ErgoPEN slim, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 2,4 мм, трёх-пиновый штекер, кабель L=4,5 м Резка и коагуляция осуществляются нажатием одной из двух кнопок на ручке с применением различных электродов. Обработка осуществляется экономичным стандартным методом стерилизации паром. В зависимости от исполнения в держателе можно использовать При длине кабеля 4,5 м держатель имеет широкий диапазон действия

ВЧ-инструмент (Монополярная ручка) ErgoPEN slim трёх-пиновый 2.4мм

- Целевое назначение: Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.
- Размер / Размеры: 145 мм
- Кабель: 4,5 м
- Общий вес брутто: 199 г
- Вес нетто: 144 г
- Электрическая сила: 6000 Вт
- Монополярный / биполярный / пассивный: Монополярный
- Одноразовые / многоразовые: Многоразовый
- Стерильно / нестерильно: Нестерильный
- Очистка / дезинфекция: Автоклав
- Подготовка: 200 циклов
- Тип коннектора: 3-контактный международный
- Допустимые комбинации: Электроды 2,4 мм
- Маркировка соответствия CE: ДА
- Классификация медицинских устройств ЕС: IIb

Комплектация

ВЧ-инструмент - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт

ВЧ-инструмент JackKNIFE трёх-пиновый 4мм Bowa

Артикул: 220-145



ВЧ-инструмент JackKNIFE с 2-х кнопочной активацией, коннектор 4 мм, трёх-пиновый штекер, кабель L=4,5 м.

Многоразовые ручки JackKNIFE отличаются очень тонкой конструкцией, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Электрохирургическая резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

ВЧ-инструмент Bowa JackKNIFE трёх-пиновый 4мм

- Целевое назначение: Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.
- Размер / Размеры: 155 мм
- Кабель: 4,5 м
- Общий вес брутто: 198 г
- Вес нетто: 143 г
- Электрическая сила: 6000 Вт
- Монополярный / биполярный / пассивный: Монополярный
- Одноразовые / многоразовые: Многоразовый
- Стерильно / нестерильно: Нестерильный
- Очистка / дезинфекция: Автоклав
- Подготовка: 200 циклов
- Тип коннектора: 3-контактный международный
- Допустимые комбинации: Электроды 4 мм
- Маркировка соответствия CE: DA
- Классификация медицинских устройств ЕС: IIb

Комплектация

ВЧ-инструмент - 1 шт

Инструкция по применению

ВЧ-инструмент одноразовый 2.4 мм с электродом Bova

Одноразового пользования. С электродом-ножом. С активацией через ножной переключатель. Коннектор 2,4 мм. Кабель L=3 м.

Артикул: 803-030



Одноразового пользования.

С электродом-ножом.

С активацией через ножной переключатель.

Коннектор 2,4 мм.

Кабель L=3 м.

В стерильной упаковке

Бова электроды пригодны для стерилизации в автоклаве

Имеет отличную изоляцию и используются шестигранные соединения для предотвращения инструментов вращающиеся.

Монополярная электроды для лапароскопических вмешательств имеют керамические советы и PEEK валы.

Благодаря их испытанию, высоковольтной противопожарной изоляцией, монополярные пинцеты обеспечивают защиту от пробоя изоляции перчатки.

Для использования в общей хирургии, гинекологии, педиатрической хирургии, пластической и эстетической хирургии, урологии, висцеральной хирургии.

ВЧ-инструмент Bova одноразовый 2.4 мм с электродом

Одноразового пользования

С электродом-ножом

С активацией через ножной переключатель

Коннектор 2.4 мм

Кабель L=3 м

В стерильной упаковке

Электродные валы 2,4 мм

Автоклавируемый

Шестиугольное соединение, чтобы предотвратить вращение электродов

Подходит как для одноразового использования так и для стерилизации в автоклаве

Антипригарная технология и стандартные версии

Комплектация

ВЧ-инструмент - 10 шт.

ВЧ-инструмент ErgoPEN large для MARTIN 4мм

ВЧ-инструмент ErgoPEN large для MARTIN 4мм

Артикул: 227-045



Захваты BOWA MEDICAL ErgoPEN отличаются классическим эргономичным дизайном.

Резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами.

Центральная перегородка между точками давления обеспечивает безопасную ориентацию.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды диаметром 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

Продукция BOWA MEDICAL совместима со всеми распространенными электрохирургическими аппаратами и доступна в соответствующих конструкциях.

Высококачественные тактильные ощущения благодаря стабильным вставным пружинным контактам с неизменно надежным подключением к устройству

Комфортное обращение благодаря гибкому кабелю длиной 4,5 м без перекручивания.

Чрезвычайная долговечность благодаря материалу, армированному стекловолокном, многократного использования в 200 раз

Защита от коррозии с помощью непористых посеребренных проводов

Безопасность захвата благодаря двойной изоляции с сохранением напряжения до 6000 В (пик)

Эффективная защита здоровья за счет адаптируемого удаления дыма.

Двухкомпонентная структура раструбов с гладкими поверхностями обеспечивает оптимальное уплотнение и идеальную гигиену.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Лазерная маркировка с идентификационным номером обеспечивает надежную идентификацию и простую замену.

ВЧ-инструмент ErgoPEN large для MARTIN 4мм

Размер : 170 мм

Длина: 4,5 м

Форма : Прямой

Общий вес брутто : 190 г

Вес нетто : 126 г

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Подготовка : 200 циклов

Тип коннектора: 8/4 мм Мартин

Допустимые комбинации : Электроды 4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

ВЧ-инструмент JackKNIFE для MARTIN 4мм

Многоразовые ручки JackKNIFE отличаются очень тонкой конструкцией, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Артикул: 220-245



Многоразовые ручки JackKNIFE отличаются очень тонкой конструкцией, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Электрохирургическая резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

ВЧ-инструмент JackKNIFE для MARTIN 4мм

Размер : 155 мм

Кабель: 4,5 м

Общий вес брутто : 180 г

Вес нетто : 115 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : 200 циклов

Очистка / дезинфекция: Автоклав

Тип коннектора: 8/4 мм Мартин

Допустимые комбинации : Электроды 4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент JackKNIFE для MARTIN 4мм- 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim трёх-пиновый 4мм Bowa

Артикул: 215-045



ErgoPEN slim, с 2-х кнопочной активацией Коннектор 4 мм Трёх-пиновый штекер Кабель L=4,5 м.

ErgoPEN slim, с 2-х кнопочной активацией

Коннектор 4 мм

Трёх-пиновый штекер

Кабель L=4,5 м.

Эти многоразовые ручки ErgoPEN отличаются тонким дизайном, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Ручки позволяют выполнять резку и коагуляцию с помощью двух кнопок в сочетании с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

Дизайн COMFORT также предлагает Plug'n'Play и полное отслеживание циклов использования, связанных с ARC 400 и ARC 350.

ВЧ-инструмент Bowa ErgoPEN slim трёх-пиновый 4мм

Целевое назначение: Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.

Размер / Размеры: 145 мм

Кабель: 4,5 м

Общий вес брутто: 198 г

Вес нетто: 140 г

Электрическая сила: 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный: Монополярный

Одноразовые / многоразовые: Многоразовый

Стерильно / нестерильно: Нестерильный

Очистка / дезинфекция: Автоклав

Подготовка: 200 циклов

Тип коннектора: 3-контактный международный

Допустимые комбинации: Электроды 4 мм

Маркировка соответствия CE: ДА

Классификация медицинских устройств ЕС: IIb

Комплектация

ВЧ-инструмент - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт

SHE SHA ВЧ-инструмент одноразовый с электродом-ножом 3м Bowa



Артикул: 802-032

Одноразового пользования.

С электродом-ножом.

С кнопочной активацией.

Кабель L=3 м.

В стерильной упаковке (10 шт.)

Стерильные одноразовые ручки для отвода дыма поставляются готовыми к использованию с электродом.

Благодаря технологии 3-контактного соединения, захваты для дыма BOWA MEDICAL SHE SHA могут использоваться со всеми системами вытяжки дыма, имеющими стандартное соединение 10 или 22 мм.

Ручки регулируются по длине для разных моделей.

Наилучшая защита от хирургических испарений обеспечивается, когда они извлекаются из операционного поля непосредственно в их источнике.

Регулируемые по длине захваты для дыма SHE SHA предлагают оптимальное решение для этого.

SHE SHA ВЧ-инструмент Bowa одноразовый с электродом-ножом 3м

Целевое назначение: Ручьятка для удаления дыма SHE SHA предназначена для монополярной электрохирургической резки и коагуляции, а также для удаления хирургического дыма.

Размер / Размеры: 22 мм

Длина: 3 м.

Кабель: 3 м.

Общий вес брутто: 2600 г

Вес нетто: 183 г

Электрическая сила: 5000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный: Монополярный

Одноразовые / многоразовые: Одноразового использования

Стерильно / нестерильно: Стерильный

Очистка / дезинфекция: R - Радиация

Подготовка: Не допустимо

Тип коннектора: 3-контактный международный

Допустимые комбинации: Электроды 2,4 мм

Маркировка соответствия CE: ДА

Классификация медицинских устройств ЕС: IIb

Комплектация

ВЧ-инструмент - 10 шт.

Электрод-нож стандартный

Кобура

Инструкция по применению

ВЧ-инструмент ErgoPEN large для ERBE-T 4мм Bowa

Артикул: 112-045



ВЧ-инструмент ErgoPEN large, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 4 мм, для ERBE-T, с кабелем 4,5 м.

Захваты BOWA MEDICAL ErgoPEN отличаются классическим эргономичным дизайном.

Резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами.

Центральная перегородка между точками давления обеспечивает безопасную ориентацию.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды диаметром 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

Продукция BOWA MEDICAL совместима со всеми распространенными электрохирургическими аппаратами и доступна в соответствующих конструкциях.

Помимо высокого уровня электробезопасности, электрохирургические захваты BOWA MEDICAL также обеспечивают необходимую защиту от высоких температур.

Рукоятки обладают отличными функциями безопасности и максимальной эргономикой.

Высококачественные тактильные ощущения благодаря стабильным вставным пружинным контактам с неизменно безопасным поведением при подключении к устройству.

Комфортное использование благодаря гибкому кабелю длиной 4,5 м без перекручивания.

Исключительная долговечность благодаря материалу, армированному стекловолокном, многократного использования в 200 раз.

Защищены от коррозии непористыми посеребренными проводниками.

Безопасность захвата благодаря двойной изоляции с безопасностью по напряжению до 6000 Вп.

Эффективная защита здоровья благодаря адаптируемому удалению дыма.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

ВЧ-инструмент Bowa ErgoPEN large для ERBE-T 4мм

ErgoPEN large

С 2-х кнопочной активацией

Коннектор 4 мм

Для ERBE-T

Кабель L=4,5 м

Электродные валы 2,4 и 4 мм

Автоклавируемый

Шестиугольное соединение, чтобы предотвратить вращение электродов

Подходит как для одноразового использования так и для стерилизации в автоклаве

Антипригарная технология и стандартные версии

Комплектация

ВЧ-инструмент - 1 шт

Инструкция по применению

Ручка электрода Bowa 4мм без переключателей для ERBE-T 4.5м



Артикул: 100-016

Ручка электрода без переключателей, стержень 4 мм, для Erbe-T, 4,5 м 4 мм | 10/4 мм Erbe серии T.

Многоразовые ручки отличаются очень тонкой и круглой конструкцией, долговечностью и эргономичной формой.

Возможна резка и коагуляция ножными переключателями с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Для использования в следующих хирургических дисциплинах: общая хирургия, гинекология, педиатрическая хирургия, пластическая и эстетическая хирургия, урология, висцеральная хирургия.

Ручка электрода Bowa 4мм без переключателей для ERBE-T 4.5м

- Без переключателей
- Стержень 4 мм
- Для ERBE-T
- Кабель L=4,5 м
- Электродные валы 2,4 и 4 мм
- Автоклавируемый
- Шестиугольное соединение, чтобы предотвратить вращение электродов
- Подходит как для одноразового использования так и для стерилизации в автоклаве
- Антипригарная технология и стандартные версии

Комплектация

Ручка для ВЧ-инструмента - 1 шт

Ручка электрода Bowa 4мм без переключателей для ERBE-T 4.5м



Артикул: 100-016

Ручка электрода без переключателей, стержень 4 мм, для Erbe-T, 4,5 м 4 мм | 10/4 мм Erbe серии T. Многоцветные ручки отличаются очень тонкой и круглой конструкцией, долговечностью и эргономичной формой.

Возможна резка и коагуляция ножными переключателями с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Для использования в следующих хирургических дисциплинах: общая хирургия, гинекология, педиатрическая хирургия, пластическая и эстетическая хирургия, урология, висцеральная хирургия.

Ручка электрода Bowa 4мм без переключателей для ERBE-T 4.5м

Без переключателей

Стержень 4 мм

Для ERBE-T

Кабель L=4,5 м

Электродные валы 2,4 и 4 мм

Автоклавируемый

Шестиугольное соединение, чтобы предотвратить вращение электродов

Подходит как для одноразового использования так и для стерилизации в автоклаве

Антипригарная технология и стандартные версии

Комплектация

Ручка для ВЧ-инструмента - 1 шт

ВЧ-инструмент одноразовый трёх-пиновый 2.4 мм с электродом

Артикул: 802-030



Одноразовые захваты BOWA MEDICAL упакованы в стерильной упаковке и могут сразу использоваться на электрохирургических устройствах со стандартным 3-контактным разъемом.

Стерильный стандартный электрод уже входит в комплект и может быть заменен при необходимости.

Электрохирургические захваты характеризуются тонкой конструкцией, высокими запасами прочности и экономичностью.

Резку и коагуляцию можно активировать с помощью кнопки на ручке.

Помимо высокой электробезопасности, электрохирургические ручки BOWA MEDICAL обладают хорошей эргономикой и очень рентабельны

ВЧ-инструмент одноразовый трёх-пиновый 2.4 мм с электродом

Размер : 200 мм

Длина: 3 м

Общий вес брутто : 4370 г

Вес нетто : 58 г

Электрическая сила : 5000 Вт

Монопольный / бипольный / пассивный : Монопольный

Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования

Стерильно / нестерильно : Стерильный

Очистка / дезинфекция : R - Радиация

Подготовка : Не допустимо

Тип коннектора: 3-контактный международный

Допустимые комбинации : Одноразовые электроды 2,4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент - 50 шт (1 уп)

Электрод-нож стандартный

Инструкция по применению

ВЧ-инструмент одноразовый трёх-пиновый 2.4мм с электродом

Артикул: 801-030



Одноразовые захваты BOWA MEDICAL упакованы в стерильной упаковке и могут сразу использоваться на электрохирургических устройствах со стандартным 3-контактным разъемом.

Стерильный стандартный электрод уже входит в комплект и может быть заменен при необходимости.

Электрохирургические захваты характеризуются тонкой конструкцией, высокими запасами прочности и экономичностью.

Резку и коагуляцию можно активировать с помощью кнопки на ручке.

Помимо высокой электробезопасности, электрохирургические ручки BOWA MEDICAL обладают хорошей эргономикой и очень рентабельны

ВЧ-инструмент одноразовый трёх-пиновый 2.4мм с электродом

Размер : 200 мм

Длина: 3 м

Общий вес брутто : 440 г

Вес нетто : 58 г

Электрическая сила : 5000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования

Стерильно / нестерильно : Стерильный

Очистка / дезинфекция : R - Радиация

Подготовка : Не допустимо

Тип коннектора: 3-контактный международный

Допустимые комбинации : Одноразовые электроды 2,4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент - 50 шт (1 уп)

Электрод-нож стандартный

Инструкция по применению

ВЧ-инструмент 2.4 мм штекер 8 мм

Артикул: 335-030



Многоразовые ручки отличаются очень тонкой и круглой конструкцией, долговечностью и эргономичной формой.

Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.

Возможна резка и коагуляция ножными переключателями с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

ВЧ-инструмент 2.4 мм штекер 8 мм

Размер : 142 мм

Общий вес брутто : 194 г

Вес нетто : 136 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Подготовка : 200 циклов

Тип коннектора: 3-контактный международный

Допустимые комбинации : Электроды 2,4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент 2.4 мм штекер 8 мм - 1 шт

ВЧ-инструмент 4 мм штекер 8 мм



Артикул: 330-030

Многоразовые ручки отличаются очень тонкой и круглой конструкцией, долговечностью и эргономичной формой. Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции. Возможна резка и коагуляция ножными переключателями с разными электродами. Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром. ВЧ-инструмент 4 мм штекер 8 мм

Размер : 142 мм
Общий вес брутто : 194 г
Вес нетто : 137 г
Электрическая сила : 6000 Вт
Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Очистка / дезинфекция : Автоклав
Подготовка : 200 циклов
Тип коннектора: 8 мм Bovie Jack
Допустимые комбинации : Электроды 4 мм

Комплектация
ВЧ-инструмент - 1 шт
Инструкция по применению - 1 шт

ВЧ-инструмент ErgoPEN large трёх-пиновый 2.4мм



Артикул: 327-045

Захваты BOWA MEDICAL ErgoPEN отличаются классическим эргономичным дизайном.

Резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами.

Центральная перегородка между точками давления обеспечивает безопасную ориентацию.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды диаметром 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

Продукция BOWA MEDICAL совместима со всеми распространенными электрохирургическими аппаратами и доступна в соответствующих конструкциях.

Высококачественные тактильные ощущения благодаря стабильным вставным пружинным контактам с неизменно надежным подключением к устройству

Комфортное обращение благодаря гибкому кабелю длиной 4,5 м без перекручивания.

Чрезвычайная долговечность благодаря материалу, армированному стекловолокном, многократного использования в 200 раз

Защита от коррозии с помощью непористых посеребренных проводов

Безопасность захвата благодаря двойной изоляции с сохранением напряжения до 6000 В (пик)

Эффективная защита здоровья за счет адаптируемого удаления дыма.

Двухкомпонентная структура раструбов с гладкими поверхностями обеспечивает оптимальное уплотнение и идеальную гигиену.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Лазерная маркировка с идентификационным номером обеспечивает надежную идентификацию и простую замену.

ВЧ-инструмент ErgoPEN large трёх-пиновый 2.4мм

Размер : 170 мм

Длина: 4,5 м

Форма : Прямой

Общий вес брутто : 210 г

Вес нетто : 154 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Подготовка : 200 циклов

Тип коннектора: 3-контактный международный

Допустимые комбинации : Электроды 2,4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт

ВЧ-инструмент ErgoPEN large трёх-пиновый 4мм

Артикул: 322-045



Захваты BOWA MEDICAL ErgoPEN отличаются классическим эргономичным дизайном.
Резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами.
Центральная перегородка между точками давления обеспечивает безопасную ориентацию.
Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды диаметром 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.
Продукция BOWA MEDICAL совместима со всеми распространенными электрохирургическими аппаратами и доступна в соответствующих конструкциях.
Высококачественные тактильные ощущения благодаря стабильным вставным пружинным контактам с неизменно надежным подключением к устройству
Комфортное обращение благодаря гибкому кабелю длиной 4,5 м без перекручивания.
Чрезвычайная долговечность благодаря материалу, армированному стекловолокном, многократного использования в 200 раз
Защита от коррозии с помощью непористых посеребренных проводов
Безопасность захвата благодаря двойной изоляции с сохранением напряжения до 6000 В (пик)
Эффективная защита здоровья за счет адаптируемого удаления дыма.
Двухкомпонентная структура раструбов с гладкими поверхностями обеспечивает оптимальное уплотнение и идеальную гигиену.
Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.
Лазерная маркировка с идентификационным номером обеспечивает надежную идентификацию и простую замену.
ВЧ-инструмент ErgoPEN large трёх-пиновый 4мм

Размер : 170 мм
Длина: 4,5 м
Форма : Прямой
Общий вес брутто : 208 г
Вес нетто : 153 г
Электрическая сила : 6000 Вп
Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Очистка / дезинфекция : Автоклав
Подготовка : 200 циклов
Тип коннектора: 3-контактный международный
Допустимые комбинации : Электроды 4 м

Комплектация
ВЧ-инструмент - 1 шт
Инструкция по применению

ВЧ-инструмент JackKNIFE трёх-пиновый 2.4мм



Артикул: 220-045

Многоразовые ручки JackKNIFE отличаются очень тонкой конструкцией, длительным сроком службы и эргономичной формой. Электрохирургическая резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами. Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром. Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции. При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия. ВЧ-инструмент JackKNIFE трёх-пиновый 2.4мм

Размер : 155 мм
Кабель: 4,5 м
Общий вес брутто : 197 г
Вес нетто : 141 г
Электрическая сила : 6000 Вп
Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Подготовка : 200 циклов
Очистка / дезинфекция: Автоклав
Тип коннектора: 3-контактный международный
Допустимые комбинации : Электроды 2,4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент JackKNIFE, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 2,4 мм, трёх-пиновый штекер, кабель L=4,5 м - 1 шт
Инструкция по применению - 1 шт

ВЧ-инструмент для MARTIN 2.4мм



Артикул: 219-030

ВЧ-инструмент, с активацией через ножной переключатель, коннектор 2,4 мм, для MARTIN, кабель L=4,5 мм используется для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.

Эти многоразовые ручки ErgoPEN отличаются тонким дизайном, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Ручки позволяют выполнять резку и коагуляцию с помощью двух кнопок в сочетании с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

Дизайн COMFORT также предлагает Plug'n'Play и полное отслеживание циклов использования, связанных с ARC 400 и ARC 350

ВЧ-инструмент для MARTIN 2.4мм

Размер : 140 мм
Кабель: 4,5 м
Общий вес брутто : 209 г
Вес нетто : 150 г
Электрическая сила : 6000 Вп
Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Подготовка : Максимум. 100 циклов
Очистка / дезинфекция: Автоклав
Допустимые комбинации : Электроды 2,4 мм, BOWA ARC 400/350
Примечание : Только для генераторов BOWA ARC

Комплектация

ВЧ-инструмент, с активацией через ножной переключатель, коннектор 2,4 мм - 1 шт
Инструкция по применению - 1 шт

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim Comfort 2.4мм

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 2,4 мм, COMFORT, кабель L=4,5 м используется для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.

Эти многоразовые ручки ErgoPEN отличаются тонким дизайном, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Ручки позволяют выполнять резку и коагуляцию с помощью двух кнопок в сочетании с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

Дизайн COMFORT также предлагает Plug'n'Play и полное отслеживание циклов использования, связанных с ARC 400 и ARC 350.

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim Comfort 2.4мм

Размер : 145 мм

Кабель: 4,5 м

Общий вес брутто : 210 г

Вес нетто : 151 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : Максимум. 100 циклов

Очистка / дезинфекция: Автоклав

Тип коннектора: 3-контактный BOWA COMFORT

Допустимые комбинации : Электроды 2,4 мм, BOWA ARC 400/350

Примечание : Только для генераторов BOWA ARC

Артикул: 218-145



Комплектация

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 2,4 мм, COMFORT, кабель L=4,5 м - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim Comfort 4мм

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim Comfort 4мм используется для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.

Эти многоразовые ручки ErgoPEN отличаются тонким дизайном, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Ручки позволяют выполнять резку и коагуляцию с помощью двух кнопок в сочетании с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

Дизайн COMFORT также предлагает Plug'n'Play и полное отслеживание циклов использования, связанных с ARC 400 и ARC 350.

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim Comfort 4мм

Размер : 145 мм

Кабель: 4,5 м

Общий вес брутто : 209 г

Вес нетто : 150 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : Максимум. 100 циклов

Очистка / дезинфекция: Автоклав

Тип коннектора: 3-контактный BOWA COMFORT

Допустимые комбинации : Электроды 4 мм, BOWA ARC 400/350

Примечание : Только для генераторов BOWA ARC

Артикул: 215-145



Комплектация

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim Comfort 4мм - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для MARTIN 4мм

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 4 мм, для MARTIN, кабель L=4,5 м используется для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции. Эти многоразовые ручки ErgoPEN отличаются тонким дизайном, длительным сроком службы и эргономичной формой. Ручки позволяют выполнять резку и коагуляцию с помощью двух кнопок в сочетании с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

Дизайн COMFORT также предлагает Plug'n'Play и полное отслеживание циклов использования, связанных с ARC 400 и ARC 350.

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для MARTIN 4мм

Размер : 145 мм

Кабель: 4,5 м

Общий вес брутто : 181 г

Вес нетто : 116 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : 200 циклов

Очистка / дезинфекция: Автоклав

Тип коннектора: 8/4 мм Мартин

Допустимые комбинации : Электроды 4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для MARTIN 4мм - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт

Артикул: 214-045



ВЧ-инструмент для MARTIN 4мм

Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.

Многоразовые ручки отличаются очень тонкой и круглой конструкцией, долговечностью и эргономичной формой.

Возможна резка и коагуляция ножными переключателями с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

ВЧ-инструмент для MARTIN 4мм

Артикул: 210-030

Размер : 142 мм

Общий вес брутто : 175г

Вес нетто : 119 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклавирование

Подготовка : 200 циклов

Тип коннектора: 8/4 мм Мартин

Допустимые комбинации : Электроды 4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент для MARTIN 4мм - 1 шт



ВЧ-инструмент JackKNIFE для ERBE 4мм

Многоразовые ручки JackKNIFE отличаются очень тонкой конструкцией, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Электрохирургическая резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

ВЧ-инструмент JackKNIFE для ERBE 4мм

Размер : 155 мм

Кабель: 4,5 м

Общий вес брутто : 185 г

Вес нетто : 121 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : 200 циклов

Тип коннектора: 9/5 мм Erbe ACC / ICC / VIO

Допустимые комбинации : Электроды 4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент JackKNIFE, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 4 мм, для ERBE, кабель L=4,5 м - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт



Артикул: 120-145

ВЧ-инструмент JackKNIFE для ERBE 2.4мм

Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.

Многоразовые ручки отличаются очень тонкой и круглой конструкцией, долговечностью и эргономичной формой.

Возможна резка и коагуляция ножными переключателями с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

ВЧ-инструмент для MARTIN 2,4мм

Размер : 155 мм

Кабель: 4,5 м

Общий вес брутто : 187 г

Вес нетто : 132 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : 200 циклов

Тип коннектора: 9/5 мм Erbe ACC / ICC / VIO

Допустимые комбинации : Электроды 2,4 мм

Комплектация

ВЧ-инструмент - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт



Артикул: 120-045

ВЧ-инструмент ErgoPEN large для ERBE 4мм

Захваты BOWA MEDICAL ErgoPEN отличаются классическим эргономичным дизайном. Резка и коагуляция возможны с помощью двух кнопок с разными электродами. Центральная перегородка между точками давления обеспечивает безопасную ориентацию. Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды диаметром 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции. Высококачественные тактильные ощущения благодаря стабильным вставным пружинным контактам с неизменно надежным подключением к устройству. Комфортное обращение благодаря гибкому кабелю длиной 4,5 м без перекручивания. Чрезвычайная долговечность благодаря материалу, армированному стекловолокном, многократного использования в 200 раз. Защита от коррозии с помощью непористых посеребренных проводов. Безопасность захвата благодаря двойной изоляции с сохранением напряжения до 6000 В (пик). Эффективная защита здоровья за счет адаптируемого удаления дыма. Двухкомпонентная структура раструбов с гладкими поверхностями обеспечивает оптимальное уплотнение и идеальную гигиену. Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром. Лазерная маркировка с идентификационным номером обеспечивает надежную идентификацию и простую замену. ВЧ-инструмент ErgoPEN large для ERBE 4мм

Размер : 170 мм
Кабель: 4,5 м
Общий вес брутто : 197г
Вес нетто : 133 г
Электрическая сила : 6000 Вп
Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Подготовка : 200 циклов
Тип коннектора: 9/5 мм Erbe ACC / ICC / VIO
Допустимые комбинации : Электроды 4 мм

Комплектация
ВЧ-инструмент ErgoPEN large для ERBE 4мм - 1 шт
Инструкция по применению - 1 шт



ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для ERBE 2.4мм

Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции. Эти многоразовые ручки ErgoPEN отличаются тонким дизайном, длительным сроком службы и эргономичной формой. Ручки позволяют выполнять резку и коагуляцию с помощью двух кнопок в сочетании с разными электродами. Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром. Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции. При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия. Дизайн COMFORT также предлагает Plug'n'Play и полное отслеживание циклов использования, связанных с ARC 400 и ARC 350. ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для ERBE 2.4мм

Размер : 145 мм
Кабель: 4,5 м
Общий вес брутто : 188 г
Вес нетто : 125 г
Электрическая сила : 6000 Вп
Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Подготовка : 200 циклов
Тип коннектора: 9/5 мм Erbe ACC / ICC / VIO
Допустимые комбинации : Электроды 2,4 мм
Информация о технических характеристиках, комплекте поста

Комплектация
ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для ERBE 2.4мм - 1 шт
Инструкция по применению - 1 шт



ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для ERBE 4мм

Электрохирургические рукоятки используются для подсоединения электродов и вспомогательных инструментов к ВЧ-устройствам для монополярной резки или коагуляции.

Эти многоразовые ручки ErgoPEN отличаются тонким дизайном, длительным сроком службы и эргономичной формой.

Ручки позволяют выполнять резку и коагуляцию с помощью двух кнопок в сочетании с разными электродами.

Ручки обрабатываются с помощью экономичной стерилизации паром.

Электрододержатель опционально позволяет использовать электроды 2,4 или 4 мм в зависимости от конструкции.

При длине кабеля 4,5 м рукоятка обеспечивает большой радиус действия.

Дизайн COMFORT также предлагает Plug'n'Play и полное отслеживание циклов использования, связанных с ARC 400 и ARC 350.

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для ERBE 4мм

Размер : 145 см²

Кабель: 4,5 м

Общий вес брутто : 186 г

Вес нетто : 123 г

Электрическая сила : 6000 Вт

Монополярный / биполярный / пассивный : Монополярный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : 200 циклов

Тип коннектора: 9/5 мм Erbe ACC / ICC / VIO

Допустимые комбинации : Электроды 4 мм

Артикул: 104-045



Комплектация

ВЧ-инструмент ErgoPEN slim для ERBE 4мм - 1 шт

Инструкция по применению - 1 шт

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93