

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.bowa.nt-rt.ru](http://www.bowa.nt-rt.ru) | | [bwa@nt-rt.ru](mailto:bwa@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на контейнеры, тележки КОМПАНИИ BOWA



---

### Разъем для выравнивания потенциалов к ARC CART

**Wowa**

ID: 0053048 Артикул: 902-911

Различные насадки ARC CART обеспечивают оптимальную и экономичную настройку для конкретных целей.

---



---

### Тележка для аппарата ARC CART собранная с корзиной

**Wowa**

ID: 0053040 Артикул: 902-050

ARC CART доступен с различными вариантами оборудования и может быть адаптирован для любых нужд операционных и амбулаторных больных.

---

### Стандартная шина к ARC CART

**Wowa**



ID: 0053051 Артикул: 902-919

ARC CART используется как тележка для оборудования генераторов ARC. Различные насадки ARC CART обеспечивают оптимальную и экономичную настройку.

---

## Тележка для оборудования ARC CART для SHE SHA и LOTUS в сборе

Гибкое решение для мобильных рабочих мест

Объем поставки

902-022, 902-921, 902-937, 4 x 902-911, 902-100, 902-920, 902-924, 902-923

Номер продукта: 902-055

Тележка для оборудования ARC CART

ARC CART доступен в различных вариантах оснащения и может быть настроен для всех потребностей операционных и амбулаторных приложений. У него 4 ролика, 2 из которых с тормозом, и приспособление для намотки троса. Колонна содержит кабельную шахту и компенсатор натяжения кабеля для аккуратной прокладки сетевых кабелей. Опорные плиты имеют защитные кожухи и оптимизированы для крепления устройств BOWA. Многочисленные приспособления, такие как выдвижные ящики, корзины и держатели, можно использовать для настройки тележки в соответствии с конкретными требованиями.

Размер/Размеры 950 x 573 x 546 мм

Общий вес брутто 28 кг

Вес нетто единицы 23,5 кг

Стерильный / нестерильный Нестерильный

Подготовка Дезинфекция поверхностей в соответствии со спецификациями производителя моющих/дезинфицирующих средств

Допустимые комбинации ЛГ4, 900-000, 900-001, 900-250, 900-303, 900-351, 900-400, 900-600, 900-806, 900-807, 900-808, 900-809, 901-011, 901-031, 901-032, 950-001

Упаковочная единица ПК (1 ПК)

Объем поставки 902-022, 902-921, 902-937, 4 x 902-911, 902-100, 902-920, 902-924, 902-923

Классификация медицинских устройств ЕС н/д

Грузоподъемность 60 кгF



## Тележка для оборудования ARC CART для LOTUS в сборе

Гибкое решение для мобильных рабочих мест

Объем поставки

902-022, 902-921, 902-937, 4 x 902-911, 902-100, 902-920, 902-924, 902-923

Номер продукта: 902-056

Тележка для оборудования ARC CART

ARC CART доступен в различных вариантах оснащения и может быть настроен для всех потребностей операционных и амбулаторных приложений. У него 4 ролика, 2 из которых с тормозом, и приспособление для намотки троса. Колонна содержит кабельную шахту и компенсатор натяжения кабеля для аккуратной прокладки сетевых кабелей. Опорные плиты имеют защитные кожухи и оптимизированы для крепления устройств BOWA. Многочисленные приспособления, такие как выдвижные ящики, корзины и держатели, можно использовать для настройки тележки в соответствии с конкретными требованиями.

Размер/Размеры 950 x 573 x 546 мм

Общий вес брутто 23,5 кг

Вес нетто единицы 19,5 кг

Стерильный / нестерильный Нестерильный

Подготовка Дезинфекция поверхностей в соответствии со спецификациями производителя моющих/дезинфицирующих средств

Допустимые комбинации ЛГ4, 900-000, 900-001, 900-250, 900-303, 900-351, 900-400, 900-600, 900-806, 900-807, 900-808, 900-809, 901-011, 901-031, 901-032

Упаковочная единица ПК (1 ПК)

Объем поставки 902-022, 902-912, 3 x 902-911, 902-100, 902-924, 902-921, 902-923, 902-937

Классификация медицинских устройств ЕС н/д

Грузоподъемность 60 кг




ARC CART, ящик с крышкой  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-906



ARC CART, дополнительный ящик  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-909



ARC CART, разъем PE-line  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-911



ARC CART, держатель кабеля и педального переключателя для стандартной рейки  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-918



ТЕЛЕЖКА ARC, стандартная рейка  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-919



ARC CART, угловая полка для оборудования, для SHE SHA (REF 950-001)  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-920



ARC CART, задняя сторона ручки  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-923



ARC CART, комплект крепления  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-922



ARC CART, угловая полка для оборудования, для  
LOTUS LG4 / Ultravision  
Индивидуальные возможности регулировки ARC CART  
Объем поставки  
вкл. Руководство по сборке  
Номер продукта: 902-924



---

#### Ручка к ARC CART для SHE SHA

**Wowa**

ID: 0053053    Артикул: 902-921

Различные насадки ARC CART обеспечивают оптимальную и экономичную настройку для конкретных целей. Все детали поставляются с необходимыми креплениями



---

#### Полка к ARC CART для SHE SHA

**Wowa**

ID: 0053052    Артикул: 902-920

Различные насадки ARC CART обеспечивают оптимальную и экономичную настройку для конкретных целей. Все детали поставляются с необходимыми креплениями

---



### Дополнительный выдвижной ящик к ARC CART

**Wowa**

ID: 0053047    Артикул: 902-909

ARC CART используется как тележка для оборудования генераторов ARC. Она используется для транспортировки в операционную, а также для хранения...



### Выдвижной ящик с крышкой к ARC CART

**Wowa**

ID: 0053045    Артикул: 902-906

Различные насадки ARC CART обеспечивают оптимальную и экономичную настройку для конкретных целей. Все детали поставляются с необходимыми креп...




### Приставка к ARC CART для одного газового баллона, закрытая

**Wowa**

ID: 0052935    Артикул: 902-914

ARC CART используется как тележка для оборудования генераторов ARC. Она используется для транспортировки в операционную, а также для хранения



---

### Тележка для оборудования ARC CART

**Wowa**

ID: 0021024    Артикул: 902-022

ARC CART, тележка для оборудования ARC для самостоятельной установки ARC CART доступен с различными вариантами оборудования

---



---

### Тележка для аппарата ARC CART собранная с ящиком

**Wowa**

ID: 0053041    Артикул: 902-053

ARC CART доступен с различными вариантами оборудования и может быть адаптирован для любых нужд операционных и амбулаторных больных.

---



---

### Тележка ARC CART для SHE SHA

**Wowa**

ID: 0053042    Артикул: 902-054

ARC CART доступен с различными вариантами оборудования и может быть адаптирован для любых нужд операционных и амбулаторных больных.

---



**Контейнер для стерилизации электродов**

**Bowa**

ID: 0052560 Артикул: 060-012

Пустой контейнер для стерилизации электродов с крышкой, подставкой для 12-ти электродов 4 мм или 2.4 мм Ø Автоклавируемый



**Корзинка для принадлежностей фонтальная ARC CART**

**Bowa**

ID: 0052547 Артикул: 902-912

Корзинка для принадлежностей, фонтальной фиксации, к тележке ARC CART Различные насадки ARC CART обеспечивают оптимальную и экономичную настройку д...



**Контейнер для электродов, 12 стандартных электродов, стержень 4 мм**

**Bowa**

ID: 0052559 Артикул: 500-000

Контейнер для электродов, 12 стандартных электродов, стержень 4 мм Удлинитель электродов используются в качестве соединителей между ручками





**Контейнер для электродов, 12 стандартных электродов, коннектор 2.4 мм  
Bowa**

ID: 0052790 Артикул: 530-000

Контейнер с крышкой, подставкой и 12 стандартными электродами, коннектор 2.4 мм Ассортимент принадлежностей, относящихся к электродам и ручкам

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93