

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.bowa.nt-rt.ru | | bwa@nt-rt.ru

Технические характеристики на принадлежности для морцелляторов КОМПАНИИ **BOWA**

Форсунка-распылитель Morcellator для NouvaOil

Все компоненты системы доступны по отдельности и при необходимости могут быть добавлены индивидуально позже.
• Набор морцеллятора для морцелляции и извлечения тканей, а также для удаления миомы или матки во время лапароскопических процедур.

Форсунка-распылитель Morcellator для NouvaOil

Размер : 120 x 180 x 107 мм
Кабель: 3 м
Общий вес брутто : 20 г
Вес нетто : 20 г
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Подготовка : Протирачная дезинфекция
Допустимые комбинации : 905-002
Примечание : 100 В / 115 В / 230 В, 50-60 Гц



Артикул: 905-030

Комплектация
Форсунка-распылитель Morcellator для NouvaOil - 1 шт
Сетевой кабель (тип F) - 1 шт

Колпачок уплотнительный морцеллятора 12-20мм



Артикул: 905-512

Все компоненты системы доступны по отдельности и при необходимости могут быть добавлены индивидуально позже
Набор морцеллятора для морцелляции и извлечения тканей, а также для удаления миомы или матки во время лапароскопических процедур в гинекологии
Колпачок уплотнительный морцеллятора 12-20мм

Размер : 2 x \varnothing 28 мм
Общий вес брутто : 10 г
Вес нетто : 5 г
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Очистка / дезинфекция : Автоклав
Допустимые комбинации : 905-004

Комплектация
Колпачок - 1 шт
Сетевой кабель (тип F) - 1 шт

Обтюратор для ERGO 300 12мм

Артикул: 905-012



Различные отдельные компоненты в наборе приложений также доступны по отдельности.

Набор морцеллятора предназначен для морцелляции и извлечения тканей, а также для удаления миомы или матки во время лапароскопических операций в хирургии или гинекологии.

Обтюратор для ERGO 300 12мм

Размер : \varnothing 12 мм

Общий вес брутто : 82 г

Вес нетто : 48 г

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Допустимые комбинации : 905-000, 905-112, 905-212

Комплектация

Обтюратор для ERGO 300 12мм - 1 шт

Обтюратор для ERGO 300 15мм

Артикул: 905-015



Различные отдельные компоненты в наборе приложений также доступны по отдельности.

Набор морцеллятора предназначен для морцелляции и извлечения тканей, а также для удаления миомы или матки во время лапароскопических операций в хирургии или гинекологии.

Обтюратор для ERGO 300 15мм

Размер : \varnothing 15 мм

Общий вес брутто : 104 г

Вес нетто : 69 г

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Допустимые комбинации : 905-000, 905-115, 905-215

Комплектация

Обтюратор для ERGO 300 15мм - 1 шт

Трубчатый нож морцеллятора 12мм

Артикул: 905-112



Различные отдельные компоненты в наборе приложений также доступны по отдельности.

Набор морцеллятора предназначен для морцелляции и извлечения тканей, а также для удаления миомы или матки во время лапароскопических операций в хирургии или гинекологии.

Трубчатый нож морцеллятора 12мм

Размер : \varnothing 12 мм
Общий вес брутто : 95 г
Вес нетто : 61 г
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Очистка / дезинфекция : Автоклав
Подготовка : 20 циклов
Допустимые комбинации : 905-004, 905-012, 905-212

Комплектация
Трубчатый нож - 1 шт

Рукоятка для морцеллятора с растером



Артикул: 905-421

Захваты для морцелляции имеют модульную конструкцию, и при необходимости можно заменять отдельные компоненты

Щипцы морцеллятора используются для захвата и коагуляции ткани во время морцелляции

Рукоятка для морцеллятора с растером

Общий вес брутто : 88 г
Вес нетто : 78г
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Очистка / дезинфекция : Автоклав
Допустимые комбинации : 905-422, 905-423, 905-424

Комплектация
Рукоятка для морцеллятора с растером - 1 шт

Сменная вставка щипцов Tenaculum для морцеллятора 10мм

Артикул: 905-423



Захваты для морцелляции имеют модульную конструкцию, и при необходимости можно заменять отдельные компоненты

Щипцы морцеллятора используются для захвата и коагуляции ткани во время морцелляции

Сменная вставка щипцов Tenaculum для морцеллятора 10мм

Размер : \varnothing 10 мм

Общий вес брутто : 56 г

Вес нетто : 20 г

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Допустимые комбинации : 905-421, 905-424

Комплектация

Сменная вставка щипцов Tenaculum для морцеллятора 10мм - 1шт.

Сменная вставка захватывающих щипцов для морцеллятора 10мм

Артикул: 905-422



Захваты для морцелляции имеют модульную конструкцию, и при необходимости можно заменять отдельные компоненты

Щипцы морцеллятора используются для захвата и коагуляции ткани во время морцелляции

Сменная вставка захватывающих щипцов для морцеллятора 10мм

Размер : \varnothing 10 мм

Общий вес брутто : 52 г

Вес нетто : 24 г

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Допустимые комбинации : 905-421, 905-424

Комплектация

Сменная вставка захватывающих щипцов для морцеллятора 10мм - 1 шт

Устройство управления для ERGO 300 L=3м



Артикул: 905-001

Все компоненты системы доступны по отдельности и при необходимости могут быть добавлены индивидуально позже

Набор морцеллятора для морцелляции и извлечения тканей, а также для удаления миомы или матки во время лапароскопических процедур в гинекологии.

Устройство управления для ERGO 300 L=3м

Размер : 120 x 180 x 107 мм

Длина кабеля: 3 м

Общий вес брутто : 2,5 кг

Вес нетто : 2,1 кг

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : Протирочная дезинфекция

Допустимые комбинации : 905-002, 905-003

Примечание : 100 В / 115 В / 230 В, 50-60 Гц

Комплектация

Устройство управления - 1 шт

Сетевой кабель (тип F) - 1 шт

Передающее устройство для ERGO 300 с уплотнителями



Артикул: 905-004

Все компоненты системы доступны по отдельности и при необходимости могут быть добавлены индивидуально позже.

В комплекте с любым генератором BOWA ARC, повысит эффективность в вашей операционной. Хотя, возможно, не пользуется популярностью среди устройств в общей хирургии, безусловно, один из практических и необходимых.

Передающее устройство для ERGO 300 с уплотнителями

Размер : 113 x 100 x 38 мм

Общий вес брутто : 456 г

Вес нетто : 455 г

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Подготовка : 250 циклов

Допустимые комбинации : 05-002, 905-005, 905-212, 905-215, 905-220, 905-112, 905-115

Комплектация

Передающее устройство - 1 шт

Сетевой кабель (тип F) - 1 шт

Щипцы для морцеллятора 10мм Tenaculum



Артикул:
905-412

Щипцы морцеллятора позволяют надежно захватить ткань для морцелляции
Щипцы морцеллятора используются для захвата и коагуляции ткани во время морцелляции.
Щипцы для морцеллятора 10мм Tenaculum

Размер : \varnothing 10 мм
Общий вес брутто : 250 г
Вес нетто : 155 г
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Очистка / дезинфекция : Автоклав
Допустимые комбинации : 950-000, 905-612, 905-615, 905-620

комплектация

905-421 - Рукоятка для морцеллятора с растером - 1 шт
905-423 - Сменная вставка щипцов Tenaculum для морцеллятора 10мм - 1 шт
904-424 - 1 шт

Щипцы захватывающие 10мм для морцеллятора



Артикул:
905-415

Щипцы морцеллятора позволяют надежно захватить ткань для морцелляции
Щипцы морцеллятора используются для захвата и коагуляции ткани во время морцелляции

Щипцы захватывающие 10мм для морцеллятора

Размер : \varnothing 10 мм
Общий вес брутто : 250 г
Вес нетто : 153 г
Одноразовые / многоразовые : Многоразовый
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Очистка / дезинфекция : Автоклав
Допустимые комбинации : 950-000, 905-612, 905-615, 905-620

комплектация

905-421 - Рукоятка для морцеллятора с растером - 1 шт
905-422 - Сменная вставка захватывающих щипцов для морцеллятора 10мм - 1 шт
904-424 - 1 шт

Набор для применения морцеллятора / Ø12 мм



Морцелляция тканей с высочайшей производительностью

Эффективный и экономичный

Воспроизводимые результаты резки

1 режущая трубка (12 мм), 1 мембранное уплотнение, 1 уплотнение в форме крыши

Номер продукта: 905-622

Единица: 1 упаковка (5 шт.)

Комплекты расходных материалов

BOWA MEDICAL предлагает наборы для нанесения морцелляций диаметром 12 мм и 15 мм. Набор для морцелляции поставляется в стерильном состоянии и обеспечивает неизменно высокую производительность резки.

Объем поставки

1 режущая трубка (12 мм), 1 мембранное уплотнение, 1 уплотнение в форме крыши

Размер/Размеры - Ø 12 мм

Длина - 15,5 см

Общий вес брутто - 411 г

Вес нетто единицы - 280 г

Одноразовые/многократные - Одноразового использования

Стерильный / нестерильный - стерильный

Очистка / Дезинфекция - ЭО - этиленоксид

Допустимые комбинации - 905-000

Упаковочная единица - ПКК (5 шт.)

Объем поставки - 1 режущая трубка (12 мм), 1 мембранное уплотнение, 1 уплотнение в форме крыши

Маркировка соответствия CE - ДА

Набор для применения морцеллятора / Ø15 мм



Морцелляция тканей с высочайшей производительностью

Эффективный и экономичный

Воспроизводимые результаты резки

Объем поставки

1 режущая трубка (15 мм), 1 мембранное уплотнение, 1 уплотнение в форме крыши

Номер продукта: 905-625

Единица: 1 упаковка (5 шт.)

Комплекты расходных материалов

ВОВА MEDICAL предлагает наборы для нанесения морцелляций диаметром 12 мм и 15 мм. Набор для морцелляции поставляется в стерильном состоянии и обеспечивает неизменно высокую производительность резки.

Объем поставки

1 режущая трубка (12 мм), 1 мембранное уплотнение, 1 уплотнение в форме крыши

Размер/Размеры - Ø 15 мм

Длина - 15,5 см

Общий вес брутто - 411 г

Вес нетто единицы - 280 г

Одноразовые/многократные - Одноразового использования

Стерильный / нестерильный - стерильный

Очистка / Дезинфекция - ЭО - этиленоксид

Допустимые комбинации - 905-000

Упаковочная единица - ПКК (5 шт.)

Объем поставки - 1 режущая трубка (12 мм), 1 мембранное уплотнение, 1 уплотнение в форме крыши

Маркировка соответствия CE - ДА

Комплект запчастей / ROTOCUT G2 / Ø11мм / L=9,5см



Комплект запчастей / ROTOCUT G2 / Ø11мм / L=9,5см

Таким образом, вы можете продолжать использовать свою систему ROTOCUT G1 и G2.

Объем поставки

1 лезвие красного цвета (11 мм), 1 крышка, 3 пластины клапана

Номер продукта: 905-811

Единица: 1 упаковка (5 шт.)

Набор расходных материалов в версиях 11 мм и 15 мм для системы морцелляции ROTOCUT G1 и G2. Комплект расходных материалов поставляется стерильным и может использоваться без каких-либо ограничений. Дальнейшая информация

Размер/Размеры - Ø11мм

Длина - 9,5 см

Общий вес брутто - 370 г

Вес нетто единицы - 40 г

Одноразовые/многократные - Одноразового использования

Стерильный / нестерильный - Стерильный

Очистка / Дезинфекция - ЭО – оксид этилена

Допустимые комбинации - KARL STORZ ROTOCUT G1, G2

Упаковочная единица - ПКК (5 шт.)

Объем поставки - 1 лезвие красного цвета (11 мм), 1 крышка, 3 пластины клапана

Маркировка соответствия CE - ДА

Комплект запчастей / ROTOCUT G2 / Ø15мм / L=9,5см

Комплект запчастей / ROTOCUT G2 / Ø15мм / L=9,5см

Таким образом, вы можете продолжать использовать свою систему ROTOCUT G1 и G2.

Объем поставки

1 лезвие красного цвета (11 мм), 1 крышка, 3 пластины клапана

Номер продукта: 905-811

Единица: 1 упаковка (5 шт.)

Набор расходных материалов в версиях 11 мм и 15 мм для системы морцелляции ROTOCUT G1 и G2. Комплект расходных материалов поставляется стерильным и может использоваться без каких-либо ограничений. Дальнейшая информация

Размер/Размеры - Ø15мм

Длина - 9,5 см

Общий вес брутто - 370 г

Вес нетто единицы - 60 г

Одноразовые/многократные - Одноразового использования

Стерильный / нестерильный - Стерильный

Очистка / Дезинфекция - ЭО – оксид этилена

Допустимые комбинации - KARL STORZ ROTOCUT G1, G2

Упаковочная единица - ПКК (5 шт.)

Объем поставки - 1 лезвие красного цвета (11 мм), 1 крышка, 3 пластины клапана

Маркировка соответствия CE - ДА

Рукоятка для ERGO 300



Артикул: 905-005

Все компоненты системы доступны по отдельности и при необходимости могут быть добавлены индивидуально позже.

В комплекте с любым генератором BOWA ARC, повысит эффективность в вашей операционной. Хотя, возможно, не пользуется популярностью среди устройств в общей хирургии, безусловно, один из практичных и необходимых.

Рукоятка для ERGO 300

Размер : 126 x ø 27 мм

Общий вес брутто : 44 г

Вес нетто : 44 г

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Подготовка : Протирающая дезинфекция

Допустимые комбинации : 905-004

Комплектация

Рукоятка для ERGO 300 - 1 шт

Сетевой кабель (тип F) - 1 шт

Трубка морцеллятора 10мм

Артикул: 905-424



Захваты для морцелляции имеют модульную конструкцию, и при необходимости можно заменять отдельные компоненты

Щипцы морцеллятора используются для захвата и коагуляции ткани во время морцелляции

Трубка морцеллятора 10мм

Размер : ø 10 мм

Общий вес брутто : 78 г

Вес нетто : 50 г

Одноразовые / многоразовые :

Многоразовый

Стерильно / нестерильно :

Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Допустимые комбинации : 905-421,

905-422, 905-423

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-04
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93