

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.bowa.nt-rt.ru](http://www.bowa.nt-rt.ru) || [bwa@nt-rt.ru](mailto:bwa@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на запчасти для инструментов лапароскопии, запчасти для приборов серии ERGO 335R компании **BOWA**

# ERGO 335R, ручка, COMFORT, кабель 4,5 м

## Запчасти для приборов серии ERGO 335R

Артикул: 744-100

Упак.: 1 шт.

Запчасть: ручка КОМФОРТ



## Запчасти для ЭРГО 335Р

Челюстные вставки и компоненты инструментов ERGO 335R можно автоклавировать. Есть разные версии на выбор.

размер / размер	ø3 мм
Кабель	4,5 м
общий общий вес	348 г
чистый единый вес	202 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
тип штекера	3-контактный разъем BOWA COMFORT
Допустимые комбинации	744-220, 744-229, 900-351, 900-400, 900-600
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию

# ERGO 335R, ручка

## Запчасти для приборов серии ERGO 335R

объем поставки

Включая инструкции по использованию

Артикул: 744-101

Упак.: 1 шт.

Запчасть: ручка



## Запчасти для ЭРГО 335Р

Челюстные вставки и компоненты инструментов ERGO 335R можно автоклавировать. Есть разные версии на выбор.

размер / размер	ø3 мм
общий общий вес	239 г
чистый единый вес	96 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/Биполярный/Пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократные
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавируемые
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	Кабель с плоской вилкой европейского стандарта, 101-000, 101-040, 287-040, 287-050, 351-040, 351-051, 353-040, 353-050, 744-220, 744-229
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A TAЮKE
Уполномоченный орган	TUV SUD Product Service GmbH (0123)
Классификация медицинских устройств ЕС	IIIb

# ERGO 335R, трубка вала, ø 3 мм, 200 мм

Запчасти для приборов серии ERGO 335R

Объем поставки

Включая инструкции по использованию

Артикул: 744-220

Упак.: 1 шт.

Запчасть: труба вала 200 мм

## Запчасти для ЭРГО 335Р

Челюстные вставки и компоненты инструментов ERGO 335R можно автоклавировать



размер / размер	ø3 x 200 мм
Длинная	200 мм
общий общий вес	185 г
чистый единый вес	33 г
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	744-100, 744-101
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A TAÜЖЕ
Уполномоченный орган	TUV SUD Product Service GmbH (0123)
Классификация медицинских устройств ЕС	IIb

# ERGO 335R, трубка вала, ø 3 мм, 290 мм

Запчасти для приборов серии ERGO 335R

Объем поставки

Включая инструкции по использованию

Артикул: 744-229

Упак.: 1 шт.

Запчасть: труба вала 290 мм

## Запчасти для ЭРГО 335Р

Челюстные вставки и компоненты инструментов ERGO 335R можно автоклавировать.



размер / размер	ø3 x 290 мм
Длинная	290 мм
общий общий вес	185 г
чистый единый вес	35 г
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	744-100, 744-101
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A TAÜЖЕ
Уполномоченный орган	TUV SUD Product Service GmbH (0123)
Классификация медицинских устройств ЕС	IIb


# ERGO 335R, атравматические захватывающие щипцы с браншей, фенестрированные, 200 мм

Запчасти для приборов серии ERGO 335R

Артикул: 744-312

Упак.: 1 шт.

Запчасть: захватывающие щипцы 200 мм



## Запчасти для ЭРГО 335Р

Челюстные вставки и компоненты инструментов ERGO 335R можно автоклавировать. Есть разные версии на выбор.

размер / размер	ø3 x 200 мм
Длинная	200 мм
общий общий вес	27 г
чистый единый вес	3 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	5 циклов
Допустимые комбинации	744-220
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A TAKJE
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)

# ERGO 335R, атравматические захватывающие щипцы с браншей, фенестрированные, 200 мм

Запчасти для приборов серии ERGO 335R

Артикул: 744-312

Упак.: 1 шт.

# ERGO 335R, атравматические бранши, окончатые, 290 мм


Запчасти для приборов серии ERGO 335R

объем поставки

Включая инструкции по использованию

Артикул: 744-313

Упак.: 1 шт.



## Запчасти для ЭРГО 335Р

Челюстные вставки и компоненты инструментов ERGO 335R можно автоклавировать. Есть разные версии на выбор.

размер / размер	63 x 200 мм
Длинная	200 мм
общий общий вес	27 г
чистый единый вес	3 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монопольный/бипольный/пассивный	Бипольный
Одноразовые/многократные	многократные
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	5 циклов
Допустимые комбинации	744-220
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A ТАЖКЕ
Уполномоченный орган	TUV SUD Product Service GmbH (0123)


# ERGO 335R, челюстная часть, диссектор Мэриленд, 200 мм

Запчасти для приборов серии ERGO 335R

Артикул: 744-342

Упак.: 1 шт.

Запчасть: Диссектор Мэриленд 200 мм



## Запчасти для ЭРГО 335Р

Челюстные вставки и компоненты инструментов ERGO 335R можно автоклавировать. Есть разные версии на выбор.

размер / размер	ø3 x 200 мм
Длинная	200 мм
общий общий вес	27 г
чистый единый вес	3 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократные
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	5 циклов
Допустимые комбинации	744-220
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A TAЮKE
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)


# ERGO 335R, челюстная часть диссектора Maryland, 290 мм

Запчасти для приборов серии ERGO 335R

Артикул: 744-343

Упак.: 1 шт.

Запчасть: Диссектор Мэриленд 290 мм



## Запчасти для ЭРГО 335Р

Челюстные вставки и компоненты инструментов ERGO 335R можно автоклавировать. Есть разные версии на выбор.

размер / размер	ø3 x 290 мм
Длинная	290 мм
общий общий вес	28 г
чистый единый вес	4 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	5 циклов
Допустимые комбинации	744-313
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A ТАКЖЕ
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)



# Комплект ERGO 335R, атравматичный Fasszange, ø 3 мм, 290 мм, COMFORT

ERGO 335R – биполярный прецизионный ø 3 мм

объем поставки

рукоятка 744-100, трубка стержня 744-229, часть челюсти 744-313, включая инструкции по применению

Артикул: 744-812

Упак.: 1 шт.

Форма: атравматические захватывающие щипцы.

Рабочая длина: 290 мм

Кабель: КОМФОРТ



## Комплекты ERGO 335R

ERGO 335R — это биполярные коагуляционные щипцы для минилапароскопии диаметром 3 мм. Встроенная регулировка давления обеспечивает оптимальную передачу усилия на ткань и в то же время защищает челюсть от перегрузок.

## объем поставки

рукоятка 744-100, трубка стержня 744-229, часть челюсти 744-313, включая инструкции по применению

размер / размер	ø3 x 290 мм
Длинная	290 мм
Кабель	4,5 м
общий общий вес	562 г
чистый единый вес	237 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократные
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	Ручка не более 50 циклов, трубка стержня не более 50 циклов, часть челюсти не более 5 циклов
тип штекера	3-контактный разъем BOWA COMFORT
Допустимые комбинации	900-351, 900-400, 900-600
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	рукоятка 744-100, трубка стержня 744-229, часть челюсти 744-313, включая инструкции по применению

# ERGO 335R Набор, атравматическая фасция, ø 3 мм, 200 мм, КОМФОРТ

ERGO 335R – биполярный прецизионный ø 3 мм

объем поставки - рукоятка 744-100, трубка стержня 744-220, челюстная часть 744-312, включая инструкции по применению



Артикул: 744-813

Упак.: 1 шт.

Форма: атравматические захватывающие щипцы.

Рабочая длина: 200 мм

Кабель: КОМФОРТ

## Комплекты ERGO 335R

ERGO 335R — это биполярные коагуляционные щипцы для минилапароскопии диаметром 3 мм. Встроенная регулировка давления обеспечивает оптимальную передачу усилия на ткань и в то же время защищает челюсть от перегрузок.

размер / размер	ø3 x 200 мм
Длинная	200 мм
Кабель	4,5 м
общий общий вес	560 г
чистый единый вес	235 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократные
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	Ручка не более 50 циклов, трубка стержня не более 50 циклов, часть челюсти не более 5 циклов
тип штекера	3-контактный разъем BOWA COMFORT
Допустимые комбинации	900-351, 900-400, 900-600
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	рукоятка 744-100, трубка стержня 744-220, челюстная часть 744-312, включая инструкции по применению
Знак CE	A TAQKE

# Набор ERGO 335R, атравматические захватывающие щипцы, ø 3 мм, 200 мм

ERGO 335R – биполярный прецизионный ø 3 мм

объем поставки - рукоятка 744-101, трубка стержня 744-220, часть челюсти 744-312, включая инструкции по применению

Артикул: 744-816

Упак.: 1 шт.

Форма: атравматические захватывающие щипцы.

Рабочая длина: 200 мм

Кабель: без



## Комплекты ERGO 335R

ERGO 335R — это биполярные коагуляционные щипцы для минилапароскопии диаметром 3 мм. Встроенная регулировка давления обеспечивает оптимальную передачу усилия на ткань и в то же время защищает челюсть от перегрузок.

## объем поставки

рукоятка 744-101, трубка стержня 744-220, часть челюсти 744-312, включая инструкции по применению

размер / размер	ø3 x 200 мм
Длинная	200 мм
общий общий вес	451 г
чистый единый вес	135 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавируемые
обработка	Ручка не более 50 циклов, трубка стержня не более 50 циклов, часть челюсти не более 5 циклов
Допустимые комбинации	Кабель с плоской вилкой европейского стандарта, 101-000, 101-040, 287-040, 287-050, 351-040, 351-051, 353-040, 353-050
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	рукоятка 744-101, трубка стержня 744-220, часть челюсти 744-312, включая инструкции по применению
Знак CE	A TAÜKE
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Классификация медицинских устройств ЕС	ЦБ

# Набор ERGO 335R, диссектор Мэриленд, ø 3 мм, 290 мм, КОМФОРТ

ERGO 335R – биполярный прецизионный ø 3 мм

объем поставки - 744-100 рукоятка, 744-229 трубка стержня, 744-343 челюстная часть, вкл. Инструкции по применению

Артикул: 744-844

Упак.: 1 шт.

Форма: Мэриленд Диссектор

Рабочая длина: 290 мм

Кабель: КОМФОРТ



## Комплекты ERGO 335R

ERGO 335R — это биполярные коагуляционные щипцы для минилапароскопии диаметром 3 мм. Встроенная регулировка давления обеспечивает оптимальную передачу усилия на ткань и в то же время защищает челюсть от перегрузок.

размер / размер	ø3 x 290 мм
Длинная	290 мм
Кабель	4,5 м
общий общий вес	561 г
чистый единый вес	237 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	Ручка не более 50 циклов, трубка стержня не более 50 циклов, часть челюсти не более 5 циклов
тип штекера	3-контактный разъем BOWA COMFORT
Допустимые комбинации	900-351, 900-400, 900-600
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	744-100 рукоятка, 744-229 трубка стержня, 744-343 челюстная часть, вкл. Инструкции по применению
Знак CE	A ТАКЖЕ

# Набор ERGO 335R, диссектор Мэриленд, ø 3 мм, 200 мм, КОМФОРТ

ERGO 335R – биполярный прецизионный ø 3 мм

объем поставки - рукоятка 744-100, трубка стержня 744-220, часть челюсти 744-342, включая инструкции по применению

Артикул: 744-845

Упак.: 1 шт.

Форма: Мэриленд Дискетор

Рабочая длина: 200 мм

Кабель: КОМФОРТ



## Комплекты ERGO 335R

ERGO 335R — это биполярные коагуляционные щипцы для минилапароскопии диаметром 3 мм. Встроенная регулировка давления обеспечивает оптимальную передачу усилия на ткань и в то же время защищает челюсть от перегрузок.

размер / размер	ø3 x 200 мм
Длинная	200 мм
Кабель	4,5 м
общий общий вес	560 г
чистый единый вес	235 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократные
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	Ручка не более 50 циклов, трубка стержня не более 50 циклов, часть челюсти не более 5 циклов
тип штекера	3-контактный разъем BOWA COMFORT
Допустимые комбинации	900-351, 900-400, 900-600
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	рукоятка 744-100, трубка стержня 744-220, часть челюсти 744-342, включая инструкции по применению
Знак CE	A TAQЖE

# Набор ERGO 335R, диссектор Мэриленд, ø 3 мм, 200 мм

ERGO 335R – биполярный прецизионный ø 3 мм

объем поставки

рукоятка 744-101, трубка стержня 744-220, часть челюсти 744-342, включая инструкции по применению

Артикул: 744-848

Упак.: 1 шт.

Форма: Мэриленд Дискетор

Рабочая длина: 200 мм

Кабель: без



## Комплекты ERGO 335R

ERGO 335R — это биполярные коагуляционные щипцы для минилапароскопии диаметром 3 мм. Встроенная регулировка давления обеспечивает оптимальную передачу усилия на ткань и в то же время защищает челюсть от перегрузок.

размер / размер	ø3 x 200 мм
Длинная	200 мм
общий общий вес	451 г
чистый единый вес	135 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	Ручка не более 50 циклов, трубка стержня не более 50 циклов, часть челюсти не более 5 циклов
Допустимые комбинации	Кабель с плоской вилкой европейского стандарта, 101-000, 101-040, 287-040, 287-050, 351-040, 351-051, 353-040, 353-050
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	рукоятка 744-101, трубка стержня 744-220, часть челюсти 744-342, включая инструкции по применению
Знак CE	A TAQJKE
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Классификация медицинских устройств ЕС	IIb

# Гильза троакара, гладкая металлическая трубка, с краном для надувания, ø 3,4 мм, 100 мм

## Правильный троакар для ERGO 335R

объем поставки - Включая инструкции по использованию

Артикул: 745-100

Упак.: 1 шт.

Запчасть: гильза троакара



## Троакар, ø 3 мм

Троакар диаметром 3 мм является идеальным дополнением к ERGO 335R для минилапароскопии. Он состоит из разных элементов. Все части троакара поставляются нестерильными и предназначены для препарирования с паровой стерилизацией. Уплотнения являются быстроизнашивающимися деталями. Рекомендуем заказывать сразу несколько.

размер / размер	ø3,4 x 100 мм
Длинная	100 мм
общий общий вес	161 г
чистый единый вес	18 г
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	100 циклов
Допустимые комбинации	Лапароскопические инструменты 3 мм, 745-120, 745-130, 745-200
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A ТАКЖЕ
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Классификация медицинских устройств ЕС	IIb

# Силиконовый клапан для втулки троакара

## Правильный троакар для ERGO 335R

объем поставки - **Включая инструкции по использованию**

Артикул: 745-120

Упак.: 1 упаковка (5 шт.)

Запчасть: силиконовый клапан



## Троакар, $\varnothing$ 3 мм

Троакар диаметром 3 мм является идеальным дополнением к ERGO 335R для минилапароскопии. Он состоит из разных элементов. Все части троакара поставляются нестерильными и предназначены для препарирования с паровой стерилизацией. Уплотнения являются быстроизнашивающимися деталями. Рекомендуем заказывать сразу несколько.

размер / размер	$\varnothing 3,4 \times 100$ мм
общий общий вес	3 г
чистый единый вес	1 г
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	100 циклов
Допустимые комбинации	745-100
Упаковочная единица	ПАК (5 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Классификация медицинских устройств ЕС	н/д



# Уплотнительный колпачок для втулки троакара

Правильный троакар для ERGO 335R

объем поставки - **Включая инструкции по использованию**

Артикул: 745-130

Упак.: 1 упаковка (5 шт.)

Запчасть: заглушка



## Трокар, ø 3 мм

Троакар диаметром 3 мм является идеальным дополнением к ERGO 335R для минолапароскопии. Он состоит из разных элементов. Все части троакара поставляются нестерильными и предназначены для препарирования с паровой стерилизацией. Уплотнения являются быстроизнашивающимися деталями. Рекомендуем заказывать сразу несколько.

<b>размер / размер</b>	ø3,4 мм
<b>общий общий вес</b>	3 г
<b>чистый единый вес</b>	0,6 г
<b>Одноразовые/многократные</b>	многократный
<b>бесплодие</b>	нестерильный
<b>очистка/дезинфекция</b>	автоклавирование
<b>обработка</b>	100 циклов
<b>Допустимые комбинации</b>	745-100
<b>Упаковочная единица</b>	ПАК (5 СТ)
<b>объем поставки</b>	Включая инструкции по использованию
<b>Классификация медицинских устройств ЕС</b>	н/д

# Троакар, треугольный наконечник, 145 мм

Правильный троакар для ERGO 335R

объем поставки - Включая инструкции по использованию

Артикул: 745-200

Упак.: 1 шт.

Запчасть: троакар



## Трокар, ø 3 мм

Троакар диаметром 3 мм является идеальным дополнением к ERGO 335R для минилапароскопии. Он состоит из разных элементов. Все части троакара поставляются нестерильными и предназначены для препарирования с паровой стерилизацией. Уплотнения являются быстроизнашивающимися деталями. Рекомендуем заказывать сразу несколько.

размер / размер	ø3,4 мм
Длинная	145 мм
общий общий вес	153 г
чистый единый вес	10 г
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	100 циклов
Допустимые комбинации	745-100
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Включая инструкции по использованию
Знак CE	A ТАКЖЕ
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Классификация медицинских устройств ЕС	IIb

# ERGOact, ручка

## Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора

объем поставки - Ручка с кабелем, инструкция по применению

Артикул: 770-600

Упак.: 1 шт.

Запчасть: ручка



## Первый прибор для биполярной коагуляции с ручной активацией

В операционной руке являются наиболее важным и эффективным инструментом. Поэтому работа с ножным переключателем представляет собой потенциальный источник опасности. С новым поколением ARC и ERGOact, первым инструментом для биполярной коагуляции с ручной активацией, впервые в этом классе инструментов можно работать без ножного переключателя. Полная концентрация на хирургической работе руками. Вращение вала на 360° обеспечивает простоту использования в эргономически оптимальном положении.

Хирургу больше не нужно искать педальный переключатель, а безопасное вертикальное положение обеспечивает эргономичную работу с повышенной безопасностью, контролем и комфортом.

## ARC и ERGOact — идеальная система для лапароскопии

Новое поколение ARC и ERGOact образуют идеальную систему для особых требований лапароскопических вмешательств. ERGOact можно использовать при всех лапароскопических операциях в гинекологии, урологии, общей и висцеральной хирургии. Лапароскопический инструмент также доступен с рабочей длиной 460 мм для использования в хирургии ожирения.



## Лапароскопический инструмент с высокой экономичностью

Использование многоразового лапароскопического инструмента ERGOact рентабельно при простой подготовке. Многоразовые вместо одноразовых экономят огромные затраты на лапароскопию.



## СИСТЕМА КОМФОРТ для оптимальной надежности процесса

ERGOact является одним из инструментов BOWA COMFORT. Инструменты COMFORT автоматически распознаются при подключении с помощью функции Plug'n Cut COMFORT новых генераторов ARC HF. Конкретные настройки

прибора предварительно выбраны, и вмешательство может начаться немедленно.

СИСТЕМА КОМФОРТ является первым и оптимальным решением для обеспечения максимальной надежности процесса в операционной. Он подсчитывает и документирует количество оставшихся использований инструмента и показывает это на дисплее. Результатом является 100% чистый инструмент и управление качеством.

размер / размер	ø 5 мм x 360 мм / 460 мм
Кабель	4,5 м
общий общий вес	554 г
чистый единый вес	196 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многократные	многократный
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
тип штекера	3-контактный разъем BOWA COMFORT
Допустимые комбинации	770-610, 770-611, 770-612, 770-613, 770-620, 770-621, 770-622, 770-623
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Ручка с кабелем, инструкция по применению
Знак CE	А ТАКЖЕ

# ERGOact / ERGOeco, трубка вала, 360 мм



## Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора

### объем поставки - трубка вала

Артикул: 770-610

Упак.: 1 шт.

размер / размер	ø 5 мм x 360 мм
общий общий вес	179 г
чистый единый вес	30 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многоразовые	многоразовый
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	770-600, 770-611, 770-612, 770-613
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	трубка вала
Знак CE	A ТАКЖЕ

# ERGOact / ERGOeco, Мэриленд (вставка), 360 мм



## Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора

Артикул: 770-611

Упак.: 1 шт.

Запчасть: Вставка Мэриленд 360 мм

размер / размер	ø 5 мм x 360 мм
Форма	Мэриленд
общий общий вес	184 г
чистый единый вес	17 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многоразовые	многоразовый
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	770-600, 770-610
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Вставлять
Знак CE	A TAЮKE

# ERGOact / ERGOeco, Келли (вставка), 360 мм

Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора



Артикул: 770-612

Упак.: 1 шт.

Запчасть: Вставка Келли 360 мм

размер / размер	ø 5 мм x 360 мм
Форма	Келли
общий общий вес	183 г
чистый единый вес	16 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многоразовые	многоразовый
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	770-600, 770-610
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Вставлять
Знак CE	A TAЮKE

# ERGOact / ERGOeco, гефенстерт (вставка), 360 мм

Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора



Артикул: 770-613

Упак.: 1 шт.

Запчасть: Вставка оконная 360 мм

размер / размер	ø 5 мм x 360 мм
Форма	гефенстерт
общий общий вес	184 г
чистый единый вес	17 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многоразовые	многоразовый
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	770-600, 770-610
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Вставлять
Знак CE	A ТАКЖЕ



# ERGOact / ERGOeco, трубка вала, 460 мм

Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора



Артикул: 770-620

Упак.: 1 шт.

Запчасть: труба вала 460 мм

<b>размер / размер</b>	ø 5 мм x 460 мм
<b>общий общий вес</b>	182 г
<b>чистый единый вес</b>	33 г
<b>диэлектрическая прочность</b>	250 Вп
<b>Монополярный/биполярный/пассивный</b>	Биполярный
<b>Одноразовые/многоразовые</b>	многоразовый
<b>бесплодие</b>	нестерильный
<b>очистка/дезинфекция</b>	автоклавирование
<b>обработка</b>	50 циклов
<b>Допустимые комбинации</b>	770-600, 770-621, 770-622, 770-623
<b>Упаковочная единица</b>	СТ (1 СТ)
<b>объем поставки</b>	трубка вала
<b>Знак CE</b>	A ТАКЖЕ

# ERGOact / ERGOeco, штат Мэриленд (вставка), 460 мм

Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора



Артикул: 770-621

Упак.: 1 шт.


Запчасть: Вставка Мэриленд 460 мм

размер / размер	ø 5 мм x 460 мм
Форма	Мэриленд
общий общий вес	188 г
чистый единый вес	21 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многоразовые	многоразовый
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	770-600, 770-620
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Вставлять
Знак CE	A ТАКЖЕ

# ERGOact / ERGOeco, Келли (вставка), 460 мм

Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора



Артикул: 770-622

Упак.: 1 шт.


Запчасть: Вставка Келли 460 мм

размер / размер	ø 5 мм x 460 мм
Форма	Келли
общий общий вес	187 г
чистый единый вес	20 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многоразовые	многоразовый
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	770-600, 770-620
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Вставлять
Знак CE	A TAКЖE

# ERGOact / ERGOeco, гефенстерт (вставка), 460 мм

Первый лапароскопический инструмент с биполярной ручной активацией

- Вращение вала на 360°
- Многоразовый с легкой обработкой
- Эффективное рулевое управление и лучший контроль благодаря ручному переключению передач
- Удобно для всех размеров рук
- Безопасное вертикальное положение оператора



Артикул: 770-623

Упак.: 1 шт.

Запчасть: Вставка оконная 460 мм

размер / размер	ø 5 мм x 460 мм
Форма	гефенстерт
общий общий вес	188 г
чистый единый вес	21 г
диэлектрическая прочность	250 Вп
Монополярный/биполярный/пассивный	Биполярный
Одноразовые/многоразовые	многоразовый
бесплодие	нестерильный
очистка/дезинфекция	автоклавирование
обработка	50 циклов
Допустимые комбинации	770-600, 770-620
Упаковочная единица	СТ (1 СТ)
объем поставки	Вставлять
Знак CE	A TAÜЖE

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93