

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.bowa.nt-rt.ru | | bwa@nt-rt.ru

Технические характеристики на слинг-системы для супрацервикальной гистерэктомии, внутренние втулки (принадлежности) MetraLOOP КОМПАНИИ **BOWA**

Комплект MetraLOOP, КОМФОРТ

Слинг-система для супрацервикальной гистерэктомии

- Максимально допустимое напряжение 1000 Вп.
- Легкая сборка частей прибора
- Оптимальные настройки генератора благодаря функции КОМФОРТ
- Кабель с оранжевой полосой безопасности
- 50 циклов обработки внутренней и внешней втулки

объем поставки

Розетка внутренняя и внешняя, кабель 4,5 м, инструкция по эксплуатации

Артикул: 520-115

Упак.: 1 шт.

Элемент: Базовый прибор с кабелем COMFORT



MetraLOOP COMFORT для лапароскопической супрацервикальной гистерэктомии

С помощью монополярной петли MetraLOOP можно быстро и безопасно удалить матку в рамках лапароскопической супрацервикальной гистерэктомии. Хирургическая процедура облегчается анатомически выгодной петлевой формой инструмента. Функция COMFORT прибора обеспечивает оптимальные настройки генератора и документирует количество циклов использования генераторов BOWA MEDICAL ARC 350 и ARC 400.

MetraLOOP и ARC 400 для быстрой, безопасной и точной хирургии

В дополнение к режимам герметизации сосудов и монополярной и биполярной резекции ARC 400 предлагает специальную функцию для гинекологии в режиме MetraLOOP. Режим используется для лапароскопического супрацервикального удаления матки (ЛШМ). В сочетании с инструментом BOWA MEDICAL MetraLOOP петлю можно разрезать быстрее, чтобы освободить матку. Даже с большими стропами вы можете работать безопасно, быстро и точно.



Подготовка строповой системы BOWA MEDICAL

Внутреннее гнездо и внешнее гнездо многоразовые и могут быть обработаны 50 раз. Рекомендация: Машинная очистка в РДГ и термическая дезинфекция.

объем поставки

Розетка внутренняя и внешняя, кабель 4,5 м, инструкция по эксплуатации

размер / размер - $\varnothing 5 \times 305$ мм

длина - 305мм

Кабель - 4,5 м

общий общий вес - 509 г

чистый единый вес - 154 г

диэлектрическая прочность - 1000 п.п.

Монополярный/биполярный/пассивный - монополярный

Одноразовые/многоразовые - многоразовый

Бесплодие - нестерильный

очистка/дезинфекция - автоклавирование

обработка - Максимум 50 циклов

тип штекера - 3-контактный разъем BOWA COMFORT

Допустимые комбинации - 520-117, 520-118

Упаковочная единица - СТ (1 СТ)

объем поставки - Розетка внутренняя и внешняя, кабель 4,5 м, инструкция по эксплуатации

Знак CE - ДА

Классификация медицинских устройств ЕС - IIб

Производитель - BOWA electronic GmbH & Co. KG

Уведомление - Вал: керамическая изоляция



MetraLOOP, COMFORT, внутренняя втулка

Слинг-система для супрацервикальной гистерэктомии

Максимально допустимое напряжение 1000 Вп.

Легкая сборка частей прибора

Оптимальные настройки генератора благодаря функции КОМФОРТ

Кабель с оранжевой полосой безопасности

50 циклов обработки внутренней и внешней втулки

объем поставки

включая кабель 4,5 м, инструкцию по применению

Артикул: 520-116

Упак.: 1 шт.

MetraLOOP, сменные петли

MetraLOOP, сменные петли, Ø 175 мм, одноразовые, стерильные

Петля для супрацервикальной гистерэктомии

Артикул: 520-118

Упак.: 1 упаковка (10 шт.)

MetraLOOP, сменные петли, Ø 100 мм, одноразовые, стерильные

Петля для супрацервикальной гистерэктомии

объем поставки

включая инструкции по использованию

Артикул: 520-117

Упак.: 1 упаковка (10 шт.)



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93