

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.bowa.nt-rt.ru | | bwa@nt-rt.ru

Технические характеристики на электрохирургические аппараты ARC 250 КОМПАНИИ BOWA

Электрохирургический аппарат BOWA ARC 250



- Электрохирургический аппарат Bowa ARC 250 – специализированная установка для тонких и максимально точных электрохирургических манипуляций.
К нему можно подключить один монополярный и один биполярный инструмент для выполнения электрохирургических
- манипуляций например, в хирургии, пластической хирургии, отоларингологии, гастроэнтерологии, дерматологии, урологии и гинекологии.
Аппарат поддерживает все основные электрохирургические функции.
Bowa ARC 250 – современный коагулятор с интуитивно простым принципом управления.
- Для активации необходимых функций достаточно прикосновения к сенсорной клавиатуре.
- Установка всегда будет безупречно чистой благодаря отсутствию щелей и зазоров.
Вся получаемая информация о настройках и результатах отображается на современном ЖК-дисплее электрокоагулятора.
- Автоматический запуск для ускорения и упрощения работы.
- Наличие системы самодиагностики.
- Функция контроля нейтрального электрода.
Сохранение до 100 индивидуальных программ.
Высокоточное дозирование за счет применения аргона.

Компактный и многосторонний ARC 250

ARC 250 - электрохирургический аппарат, обеспечивающий первоклассное качество разреза и коагуляции.

К нему может быть подключен один монополярный и один биполярный инструмент. Воспроизводимые тканевые эффекты и точная дозировка мощности. При смене типа ткани и изменении площади или скорости резания система ARC CONTROL настраивает выходную мощность на требуемое в каждом случае минимальное значение

ARC 250 программируется просто. Ваши личные программы могут быть настроены и сохранены в 100 ячейках

памяти под собственными именами. Дополнительно на выбор имеются различные программы с рекомендуемыми базовыми настройками аппарата.

Монополярный и биполярный выходы настраиваются с помощью кнопок быстрого доступа. Все настройки отображаются на передней панели аппарата и на жидкокристаллическом дисплее.

В основе аппарата высокие технологии



Аппарат ARC 250 работает во всех стандартных электрохирургических режимах и обладает такими полезными функциями, как функция автозапуска (AUTOSTART), функция обеспечения безопасности, т.е. контроля нейтрального электрода (EASY), а также интегрированным накопителем сбоев и системой постоянной самодиагностики (ISSys).

На мощности 250 Вт аппарат ARC 250 создает идеальные условия для резекции с помощью монополярных резектоскопов и гистероскопов.

Возможна даже вапоризация.

Идеальные области применения для ARC 250

- Гастроэнтерология
- Урология
- Отоларингология
- Пластическая и эстетическая хирургия
- Нейрохирургия
- Детская хирургия
- Челюстно-лицевая хирургия
- Лапароскопическая хирургия
-

Технические характеристики:

Напряжение питания : 100 – 120 В / 220 – 240 В

Частота сети : 50 / 60 Гц

Потребляемый ток макс. : 8 А / 4 А

Сетевой предохранитель : 2 x Т 8 АН 250 В / 2 x Т 4 АН 250 В

Потребляемая мощность в режиме ожидания : 65 в•а

Макс. потребляемая мощность : 810 в•а

Ширина x Высота x Глубина : 430 x 150 x 400 мм

Вес : 10 кг

Классификация согласно Директиве ЕС 93 / 42 / ЕЭС II b : II a

Класс защиты по EN 60601-1 I : I

Макс. мощность MONOPOLAR : 250 Вт

Макс. мощность BIPOLAR : 120 Вт

Частота на выходе : 330 кГц / 1 МГц

Комплектация:

Электрохирургический аппарат BOWA ARC 250 - 1 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Сетевой кабель - 1 шт

Кабель выравнивания потенциалов - 1 шт

Габариты упаковки

Ширина - 67 см

Длина - 52 см

Высота - 33 см

Вес - 10 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.bowa.nt-rt.ru | | bwa@nt-rt.ru